



## Instructions pour l'échange d'un genou de remplacement Plié MPC

1. Sauvegarder les configurations du genou actuelles
2. Transférer les configurations du genou Plié MPC au genou de remplacement
3. Installer le Genou de remplacement Plié MPC et copier les configurations manuelles
4. Tester la calibration et les configurations manuelles
5. Retours

### 1. Sauvegarder les configurations de genou actuelles (genou d'utilisateur)

- a. Merci de connecter le genou Plié MPC de l'utilisateur à votre ordinateur. A cet effet, ouvrez le logiciel de contrôle Plié : **Start > Tous les Programmes > Plié > Contrôle Plié 6.**
- b. Enlevez la batterie du genou Plié MPC et réinsérez-la afin d'activer l'unité Bluetooth du genou Plié MPC.
- c. Merci de cliquer sur Rechercher dès que le n° d'identification du genou Plié MPC s'affiche, cliquez sur Connecter. Si votre ordinateur demande un mot de passe pour la connexion Bluetooth: **1234**. **Remarque:** s'il y a plus d'un genou MPC dans la même pièce, sur le genou connecté une lumière verte s'allumera à l'arrière du genou à droite du cylindre à l'intérieur du cadre.
- d. Merci de cliquer sur **Fichier > Sauvegarder les configurations de genou** dans la fenêtre principale du logiciel et donnez un nom au fichier (nom d'utilisateur, date de naissance ou date actuelle) pour sauvegarder les données.
- e. Enlevez maintenant la batterie du Genou Plié MPC de l'utilisateur.

### 2. Transférer les configurations de genou au genou de remplacement Plié MPC

- a. Connectez à présent le genou de remplacement Plié MPC à l'ordinateur (voir 1a – c).
- b. Cliquez deux fois sur Fichier > télécharger les configurations de genou dans la fenêtre principale du logiciel de contrôle Plié et recherchez le bon fichier (nom d'utilisateur, date de naissance ou date actuelle). Ouvrez le fichier qui vient d'être sauvegardé.
- c. Si les valeurs originales de TT et ST du genou Plié MPC d'utilisateur sont affichées dans le menu principal du logiciel, le fichier a été transféré correctement et aucune autre action n'est requise.

### 3. Installer le Genou de remplacement Plié MPC et copier les configurations manuelles

- a. Merci d'enlever le genou Plié MPC de l'utilisateur de la prothèse et installez le genou de remplacement Plié MPC.
- b. Transférez à présent les configurations pour la résistance de la phase d'appui hydraulique (0-5) et la résistance d'extension hydraulique (0-10) du genou Plié MPC d'utilisateur au genou de remplacement Plié MPC.  
**Remarque:** les configurations manuelles peuvent varier légèrement par genou MPC et des petits ajustements peuvent être nécessaires. Utilisez les configurations originales comme point de départ si nécessaire.
- c. Transférez à présent la valeur définie pour la flexion de phase pivotante pneumatique freinant le genou de remplacement Plié MPC. Si la pression d'air définie dans la programmation originale du genou Plié MPC d'utilisateur est inconnue, il faut l'ajuster à nouveau lors d'une session d'installation dynamique tout en utilisant la pompe à air.

### 4. Tester la calibration et les configurations manuelles

- a. Merci de vérifier les valeurs de **couple et d'angle montrées** dans la fenêtre de données en temps réel. Si on enlève du poids de la prothèse au niveau d'une extension entière du genou (lever la prothèse étendue), la valeur **affichée** pour le couple devrait se trouver entre -30 et +30 et la valeur **d'angle** entre 0 et -2.2.
- b. Si la calibration est requise, merci de cliquer sur **Calibrer** dans le système d'assistance de Configuration et suivez les instructions à l'écran.
- c. Pour tester, demandez à l'utilisateur de marcher à différentes vitesses sur le sol. Testez la fonction du genou de remplacement Plié MPC sur des marches et une surface inclinée.
- d. Enlevez la connexion Bluetooth en cliquant sur **Enlever** et fermer le logiciel.

### 5. Retours

- a. Merci de mettre le genou de l'utilisateur dans la boîte du Genou de remplacement Plié MPC et emballez la boîte dans un colis d'envoi. Collez l'étiquette de retour fournie sur le colis d'envoi et appelez votre centre UPS national pour le faire enlever. Si aucune étiquette de retour n'a été fournie, veuillez contacter notre Service clients : **+31 (0)53 - 20 30 300**.
- b. En cas de question concernant le processus de retour, vous pouvez contacter notre Service clients au n° de téléphone ci-dessus.
- c. En cas de question techniques concernant la procédure d'échange, contactez notre Service clients au n° de téléphone ci-dessus. Ils vous transféreront au formateur clinique désigné de votre pays.
- d. La maintenance d'un Genou Plié MPC prend environ 3-4 semaines, pour une maintenance normale. En cas de réparations, vous pouvez contacter notre Service clients si vous avez des questions concernant le délai de réparation.