



## Plié<sup>®</sup> 3 + Kinterra<sup>™</sup> Die perfekte Kombination

Das am schnellsten reagierende mikroprozessorgesteuerte Prothesenkniegelenk der Welt in Verbindung mit einem Karbonfaserfuß, der 12° Bewegungsumfang im Gelenk zulässt: Diese Kombination ermöglicht ein außergewöhnlich natürliches Gangbild und bietet dem Anwender unabhängig von Aktivität, Untergrund oder Gehgeschwindigkeit ein unvergleichlich hohes Maß an Dynamik bei maximierter Sicherheit – für eine gesteigerte Lebensqualität.

### ... | Plié-Kinterra-Kombination

Entwickelt für Anwender der Mobilitätsklassen 2 und 3

#### Sicheres Gehen auf ebenen und unebenen Untergründen

- Schnelle Änderung der Gehgeschwindigkeit und Laufrichtung
- Auch bei sehr kleinen Schritten in beengter Umgebung
- Sicheres Bewältigen von Rampen und Schrägen
- Leichtes Übersteigen von Hindernissen aus dem Gehen heraus
- Sicheres Rückwärtslaufen
- Alternierendes Treppabgehen

#### Spritzwassergeschütztes System

#### Optimierter Bodenkontakt

- Durch die Knöchelbewegung erhöht sich die Standsicherheit insbesondere auch auf Schrägen
- Hervorragende Anpassung an unebenes Gelände bei maximaler Dynamik

#### Mehr Bodenfreiheit

Freieres Durchschwingen durch Anheben der Zehenspitze

#### Harmonischeres Gangbild

Durch Reduktion der Kompensationsbewegungen wird eine effektive Entlastung der erhaltenen Seite und des Rumpfes ermöglicht

**Für mehr Informationen** konsultieren Sie bitte die Gebrauchsanweisung, oder rufen Sie unsere kostenlose Servicenummer unter der **00800-2806 2806** an.

#### Europäische Zentrale (deutschsprachig)

Jaargetijdenweg 4  
7532 SX Enschede  
Niederlande  
Kostenlose Servicenummer:  
00800-2806 2806  
Tel. +31 (0) 53-20 30 300  
Fax +31 (0) 53-20 30 305  
[www.freedom-innovations.eu](http://www.freedom-innovations.eu)