



Plié® 3 + Kinterra™ Die perfekte Kombination

Das am schnellsten reagierende mikroprozessorgesteuerte Prothesenkniegelenk der Welt in Verbindung mit einem Kohlenfaserfuß, der 12° Bewegungsumfang im Gelenk zulässt: Diese Kombination ermöglicht ein außergewöhnlich natürliches Gangbild und bietet dem Anwender unabhängig von Aktivität, Untergrund oder Gehgeschwindigkeit ein unvergleichlich hohes Maß an Dynamik bei maximierter Sicherheit – für eine gesteigerte Lebensqualität.

Technische Daten

Plié-Kinterra-Kombination

Max. Anwendergewicht	125 kg
Benötigte Mindest-Einbauhöhe	395 mm (mit 32 mm Doppeladapter und Fußgröße 26)
Kniebeugewinkel	125°
Bewegungsumfang des Knöchelgelenkes	12° (10° PF / 2° DF)
Akkulaufzeit Plié 3	mindestens 24 Stunden
Karbonfederkategorien Kinterra	7
Spritzwasserschutz	Ja
Garantie	36 Monate 6 Monate auf die Fußkosmetik
Service	nach 12 und 24 Monaten inkl. kostenlosem Leihkniegelenk



Für mehr Informationen konsultieren Sie bitte die Gebrauchsanweisung, oder rufen Sie unsere kostenlose Servicenummer unter der **00800-2806 2806** an.

Europäische Zentrale (deutschsprachig)
Jaargetijdenweg 4
7532 SX Enschede
Niederlande
Kostenlose Servicenummer:
00800-2806 2806
Tel. +31 (0) 53-20 30 300
Fax +31 (0) 53-20 30 305
www.freedom-innovations.eu