

SPEZIALISTEN

# Defender™ Pediatric

Die Premium-Leistungsfähigkeit des Highlanders ist auch für Kinder und kleine Prothesenträger verfügbar

- Die flexible Konstruktion bietet ein sanftes Abrollverhalten und einen außergewöhnlich guten Ausgleich von Bodenunebenheiten.
- Konstruiert um dem besonders hohen Aktivitätslevel von Kindern standzuhalten.
- Maximales Anwendergewicht 45 kg, Größen 16-21cm.
- 18 Monate Garantie.




Defender Pediatric (FS3)

# Defender™ Pediatric



SPEZIALISTEN



Siehe Tabelle zu den Einbauhöhen

10 mm

Hinweis: Die angegebene Einbauhöhe bezieht sich auf einen vollständig montierten Prothesenfuß.

**Produkt-ID:** FS3

**Größen:** 16-21 cm

**Anwendergewicht bis max:** 45 kg

**Absatzhöhe:** 10 mm

**Anschluss:** 22 mm Pediatric-Pyramidenanschluss-System

**Lieferzeit:** 5-7 Tage

**Garantie:** Fußmodul 18 Monate, Fußkosmetik 6 Monate

## Zubehör

- Spectra-Socke: (ACC-00-101xx)  
20 cm (08) oder 25 cm (10)
- Fersenkeile:  
- 16-21 cm (KIT-00-12201-01)

Hinweis: Spectra-Socke und Fersenkeile sind im Lieferumfang enthalten.

## Einbauhöhe & Gewicht

Größen (cm)	Einbauhöhe (mm)	Gewicht (g)
16-18	61	175
19-21	76	225

Gewichtsangaben inkl. Fußkosmetik. Die angegebenen Maße sind Durchschnittswerte und können aufgrund der gewählten Kategorie oder fertigungsbedingt variieren.

## Auswahl der Karbonfederkategorien

Kategorie	Gewicht (kg)
1P	9-13
2P	14-18
3P	19-22
4P	23-27
5P	28-31
6P	32-36
1 Adult	37-45

## Prothesenfuß (inkl. Fußkosmetik) Bestell-Nummer

FS3-00-1   -M  -

Kategorie 1P-6P 1A  
Größe 16-21  
Seite L-links R-rechts  
Generation 1-(16-18 cm) 2-(19-21 cm)  
Farbton L-light M-medium D-dark