

Fußkosmetiken



Freedom Innovations bietet eine große Anzahl an Variationen von Fußkosmetiken an.

Die folgende Bestellhilfe vereinfacht Ihnen die Auswahl der verfügbaren Fußkosmetiken für die jeweiligen Prothesenfüße.




- Die meisten Prothesenfüße werden standardmäßig mit einer Fußkosmetik der 3. Generation, inklusive einer Kosmetikanschlussplatte, angeboten (siehe Übersicht Fußkosmetiken).
- Die Sandalen-Zehe-Option mit abgespreizter Groß-Zehe ist für verschiedene Prothesenfüße erhältlich (siehe Übersicht Fußkosmetiken).
Das Fußmodul muss entsprechend in der Sandalen-Zehe-Ausführung bestellt werden (für diese Option sind Kosmetikanschlussplatten zur Zeit noch nicht verfügbar).
- Maximales Anwendergewicht 114 kg, 12 Monate Garantie, Spezialanfertigung.

Standard inklusive Anschlusskappe

FTC-3M-0  **4-R** 


Größe 22-31 cm	Farbton L-light: hell M-medium: mittel D-dark: dunkel	Seite L-links R-rechts
--------------------------	--	-------------------------------------

Standard ohne Anschlusskappe

FTC-  **M-1**  **4-R** 

Generation 1: 16-18 cm 2: 19-21 cm 3: 22-31 cm	Größe 22-31 cm	Farbton L-light: hell M-medium: mittel D-dark: dunkel	Seite L-links R-rechts
--	--------------------------	--	-------------------------------------

Hoch (nur ohne Anschlusskappe)

FTC-2H-1  **4-R** 



Größe 22-31 cm	Farbton L-light: hell M-medium: mittel D-dark: dunkel	Seite L-links R-rechts
--------------------------	--	-------------------------------------

Sandale (nur ohne Anschlusskappe)

FTC-2M-1  **4-R** 

Größe 22-28 cm	Farbton L-light: hell M-medium: mittel D-dark: dunkel	Seite L-links R-rechts
--------------------------	--	-------------------------------------

Kinnex (nur ohne Anschlusskappe)

FTC-3K-1  **4-R** 



Größe 24-30 cm	Farbton L-light: hell M-medium: mittel D-dark: dunkel	Seite L-links R-rechts
--------------------------	--	-------------------------------------

Kinnex Sandale (nur ohne Anschlusskappe)

FTC-2K-1  **4-S** 



Größe 24-28 cm	Farbton L-light: hell M-medium: mittel D-dark: dunkel	Seite L-links R-rechts
--------------------------	--	-------------------------------------

Maverick ohne Anschlusskappe

FTC-3A-1  **4-R** 

Größe 23-30 cm	Farbton L-light: hell M-medium: mittel D-dark: dunkel	Seite L-links R-rechts
--------------------------	--	-------------------------------------

Maverick Sandale (nur ohne Anschlusskappe)

FTC-2A-1  **4-S** 

Größe 23-28 cm	Farbton L-light: hell M-medium: mittel D-dark: dunkel	Seite L-links R-rechts
--------------------------	--	-------------------------------------