

Auswählen und bestellen – so einfach wie bis 3 zählen:

1 Anwenderdaten

- Anwendergewicht
- Fußgröße
- Rechts oder links
- Abgespreizte Großzehe*/ Standardzehe

	Fußgröße	Einbauhöhe
Maverick Xtreme	23-25 cm	162 mm
	26-28 cm	170 mm
	29-30 cm	183 mm
Maverick Xtreme AT	23-25 cm	162 mm
	26-28 cm	170 mm
	29-30 cm	183 mm

*Version mit abgespreizter Großzehe erhältlich in 23-28 cm

2 Auswahl der Karbonfederkategorie

Gewicht (kg)	Belastungsgrad		
	Niedrig	Mittel	Hoch
44-52	1	1	2
53-59	1	2	3
60-68	2	3	4
69-77	3	4	5
78-88	4	5	6
89-100	5	6	7
101-116	6	7	8
117-130	7	8	9
131-147	8	9	
148-166	9		

3 Ergänzen der Prothesenfuß-Bestellnummer (inkl. Fußkosmetik)



Fokussierte Lösungen

Freedom Innovations ist – in enger Zusammenarbeit mit Amputierten und Orthopädietechnikern – ausschließlich auf die Entwicklung erstklassiger Lösungen für Menschen mit Beinamputationen fokussiert. Neben den technologischen Innovationen umfasst unser Angebot auch Service, Training und Beratung, um eine größtmögliche Zufriedenheit der Anwender zu garantieren.

www.freedom-innovations.eu


Freedom Innovations Europe B.V.
Europäische Zentrale – deutschsprachig
Jaargetijdenweg 4
7532 SX Enschede
Niederlande
Kostenlose Servicenummer: 00800-2806 2806
Tel.: +31 (0) 53 20 30 300
Fax: +31 (0) 53 20 30 305
info@freedom-innovations.eu

Weltweite Firmenzentrale
3 Morgan
Irvine, CA 92618
U.S.A.
Kostenlose Servicenummer: +1 888 818 6777
Tel.: +1 949 672 0032
Fax: +1 949 672 0084



Extreme Energierückgabe





Extreme Belastbarkeit

Zielgruppen

- Anwender der Mob.-Klassen 3 und 4, die eine Alternative zu herkömmlichen Kohlenstofffüßen benötigen
- Unter- und Oberschenkelamputierte Anwender
- Ein- und beidseitig Amputierte

Hohe Stoßbelastungen, extreme Anwendungen



Glasfaser-Fuß

Für Anwender, die die Extreme suchen: Freedom Innovations Maverick Xtreme aus Glasfaser entspricht den höchsten Ansprüchen – auf allen Untergründen, bei allen Aktivitäten.

Maverick Xtreme bietet in seiner Standardausführung höchste Belastbarkeit und Flexibilität. Maverick Xtreme AT bietet darüber hinaus noch eine vollständig geteilte Sohlenplatte für noch bessere Boden Anpassung. Aus leichter Glasfaser gefertigt und in der AT-Version mit der innovativen Fersen/Kiel-Konstruktion bietet Maverick Xtreme hohe Haltbarkeit und Flexibilität ohne Einschränkungen bei Energierückgabe und Komfort.

Überragende Belastbarkeit und Flexibilität durch die speziellen Eigenschaften von Glasfaser

Weiches Abrollen Entspanntes, flüssiges Abrollen durch nicht-verschraubte, durchgehende Sohlenplatten

Extreme Strapazierfähigkeit Innovative Fersen- / Kiel-Konstruktion sorgt für ausgezeichnete Anpassung des Fußes an unebene Untergründe



Extreme Haltbarkeit & Flexibilität



Technische Daten

- Größen: 23-30 cm
- Bauhöhe: 170 mm (Größe 28 cm, Kategorie 4)
- Glasfaser-Kategorien: 1 – 9
- Durchschn. Produktgewicht: Xtreme: 821 g / Xtreme AT: 798 g (Größe 28 cm, Kategorie 4, inkl. Fußkosmetik)
- Max. Anwendergewicht: 166 kg
- Ausführung: Standard / mit abgespreizter Großzehe
- Geteilte Vorfußfeder: Maverick Xtreme AT
- Fußkosmetik-Farbtöne: Hell, mittel, dunkel
- Garantie: 36 Monate auf das Fußmodul (6 Monate auf die Fußkosmetik)

Wassergeschützt Für fast alle Wasser(sport)-Aktivitäten geeignet

In Standard- Ausführung oder mit abgespreizter Großzehe

