


Gehen Sie komfortabel!

Das ultimative Geherlebnis – mit dem Maverick Comfort AT Glasfaserfuß



Geringe Bauhöhe – Low Profile

Der Maverick Comfort AT Glasfaserfuß kombiniert einen Low Profile Fuß von $\varnothing 117\text{mm}$ Bauhöhe mit einer geteilten Vor- und Rückfußfeder. Der Fuß bietet auch bei geringem Bauraum einen hohen Komfort auf jedem Untergrund.



Hohe Energierückgabe

Der Maverick Comfort AT hat eine hohe Energierückgabe und bietet dem Anwender trotz eines Low Profil Fußes einen hohen Komfort im Alltag.



Hervorragende Bodenanpassung

Getreu den Maverick AT Federeigenschaften bietet der Comfort AT durch die Verformung etwa 32° Bewegungsumfang und somit eine erhöhte Bodenadaptation. Überall – den ganzen Tag!

Zielgruppen



- Anwender der Mobilitätsklassen 2 und 3
- Anwender mit geringem Bauraum
- Ein- und beidseitig Amputierte

Technische Daten

Größen: 23–30 cm

Max. Anwendergewicht: 166 kg

Federkategorie: 1–9

Bauhöhe: 117 mm (Größe 26 cm, Kategorie 4)

Durchschn. Produktgewicht: 693 g (Größe 26 cm, Kategorie 4, inkl. Fußkosmetik)

Ausführung: Standard/mit abgespreizter Großzehe

Geteilte Vorfußfeder: Ja

Fußkosmetik-Farbtöne: Hell, mittel, dunkel

Garantie: 36 Monate auf das Fußmodul
(6 Monate auf die Fußkosmetik)

Zubehör

- **Werkzeug für den Austausch der Fußkosmetik:**
(ACC-00-103)
- **Spectra-Socke:** (ACC-00-101xx) 30 cm, 35 cm, 40 cm
- **Fersenkeile:**
 - 23–25 cm: (KIT-11-11433-00)
 - 26–28 cm: (KIT-00-11434-00)
 - 29–30 cm: (KIT-00-11435-00)

Auswählen und Bestellen – so einfach wie bis 3 zählen:

1 Anwenderdaten

- Anwendergewicht
- Fußgröße (23–30 cm)
- Rechts oder links
- Abgespreizte Großzehe*/ Standardzehe

*Version mit abgespreizter Großzehe erhältlich in 23–28 cm

2 Auswahl der Federkategorie

Gewicht (kg)	Belastungsgrad		
	Niedrig	Mittel	Hoch
44-52	1	1	2
53-59	1	2	3
60-68	2	3	4
69-77	3	4	5
78-88	4	5	6
89-100	5	6	7
101-116	6	7	8
117-130	7	8	9
131-147	8	9	
148-166	9		

3 Ergänzen der Prothesenfuß-Bestellnummer (inkl. Fußkosmetik)

F22-00-1						A	-	-	-	-
Kategorie	Größe	Ausführung	Seite	Gene-ration	Farbton					
1-9	23-30	A-mittleres Profil S-Sandalen-Zehe	L-links R-rechts	3-regular Zehe 2-Sandalen-Zehe	L-light M-medium D-dark					

www.freedom-innovations.eu
www.maverick-mayhem.com

Freedom Innovations Europe B.V.
(Europäische Zentrale – deutschsprachig)
Jaargetijdenweg 4
7532 SX Enschede
Niederlande
Kostenlose Servicenummer: 00800-2806 2806
Tel.: +31 (0) 53 20 30 300
Fax: +31 (0) 53 20 30 305
info@freedom-innovations.eu

Weltweite Firmenzentrale
3 Morgan
Irvine, CA 92618
U.S.A.
Kostenlose Servicenummer: +1 888 818 6777
Tel.: +1 949 672 0032
Fax: +1 949 672 0084