

Freedom Maverick™ Xtreme AT

Xtreme Haltbarkeit, Xtreme Energierückgabe, Xtreme Belastbarkeit

- Die geteilte Sohlenplatte ermöglicht jew. 16° Supinations- und Pronationsbewegungen für eine noch bessere Boden Anpassung.
- Sanftes Abrollverhalten während der Standphase.
- Leichtes Fiberglas.
- Extreme Strapazierfähigkeit: Innovative Fersen- /Kiel-Konstruktion sorgt für ausgezeichnete Anpassung des Fußes an unebene Untergründe.
- Wasserfest.
- Normale und abgespreizte Groß-Zehe (Sandalen-Zehe) Option.
- Entworfen für extrem hohe Belastungen, extreme Anwender.
- Maximales Anwendergewicht 166 kg.
- 36 Monate Garantie.



Option mit abgespreizter Groß-Zehe (Sandalen-Zehe)




Geteilte Vorfußfeder

Maverick Xtreme AT (F21)

Freedom Maverick™ Xtreme AT



EVERYDAY



Siehe Tabelle zu den Einbauhöhen

10 mm

Hinweis: Die angegebene Einbauhöhe bezieht sich auf einen vollständig montierten Prothesenfuß.

Produkt-ID: F21

Größen: 23-30 cm

Version mit abgespreizter Groß-Zehe (Sandalen-Zehe) in den Größen 23-28 cm verfügbar.*

Anwendergewicht bis max: 166 kg

Absatzhöhe: 10 mm

Anschluss: Pyramide

Garantie: Fußmodul 36 Monate, Fußkosmetik 6 Monate

* Bei Bestellung einer Sandalen-Zehe-Version kontaktieren Sie bitte den Kundenservice für die Lieferzeit.

Einbauhöhe & Gewicht

Größen (cm)	Einbauhöhe (mm)	Gewicht (g)
23-25	162	646
26-28	170	798
29-30	183	891

Gewichtangaben inkl. Fußkosmetik. Die angegebenen Maße sind Durchschnittswerte und können aufgrund der gewählten Kategorie oder fertigungsbedingt variieren.

Auswahl der Federkategorien

Belastungsgrad			Gewicht (kg)
Niedrig	Normal	Hoch	
1	1	2	44-52
1	2	3	53-59
2	3	4	60-68
3	4	5	69-77
4	5	6	78-88
5	6	7	89-100
6	7	8	101-116
7	8	9	117-130
8	9		131-147
9			148-166

Zubehör

- Werkzeug für den Austausch der Fußkosmetik: (ACC-00-10300-00)
- Spectra-Socke Schwarz, standardmäßig im Lieferumfang enthalten (S0-NPS-200xx-00) 30 cm, 35 cm, 40 cm
- Spectra-Socke Weiß, separat zu bestellen (S0-NPS-100xx-00) 30 cm, 35 cm, 40 cm
- Fersenkeile:
 - 23-25 cm (KIT-00-11423)
 - 26-28 cm (KIT-00-11424)
 - 29-31 cm (KIT-00-11425)

Hinweis: Schwarze Spectra-Socke und Fersenkeile sind im Lieferumfang enthalten.

Prothesenfuß (inkl. Fußkosmetik ohne Anschlusskappe) Bestell-Nummer

F21-00-1 **A** - -

Kategorie	Größe	Ausführung	Seite	Gene-ration	Farbton
1-9	23-30	A-mittleres Profil S-Sandalen-Zehe	L-links R-rechts	3-regular Zehe 2-Sandalen-Zehe	L-light M-medium D-dark