

SPEZIALISTEN

Highlander[®] MAX

Bewährte Technik für eine zuverlässige Performance auch für schwergewichtige Anwender

- Bietet ein ideales Verhältnis zwischen Sicherheit und Beweglichkeit, weshalb er vor allem von Oberschenkelprothesenträgern bevorzugt wird.
- Die geteilten Vor- und Rückfußfeder ermöglichen eine exzellente Pro- und Supinationsbeweglichkeit.
- Sonderanfertigungen des Highlander MAX gewährleisten mit dem optional verfügbaren, besonders belastbaren 34 mm-Adapter-Set Prothesenversorgungen bis zu 226 kg*.
- 36 Monate Garantie.

*Informationen zu Highlander < 166 kg finden Sie im Kapitel *Prothesenfüße*.



Geteilte
Vorfußfeder




Option mit
abgespreizter
Groß-Zehe
(Sandalen-Zehe)

Highlander MAX (FS3-H5)

Highlander® MAX



SPEZIALISTEN



Hinweis: Die angegebene Einbauhöhe bezieht sich auf einen vollständig montierten Prothesenfuß.

Produkt-ID: FS3-H5

Größen: 26-31 cm

Version mit abgespreizter Groß-Zehe (Sandalen-Zehe) in den Größen 26-28 cm verfügbar.*

Anwendergewicht bis max: Sonderanfertigung** bis zu 226 kg mit 34 mm Pyramidenanschluss

Absatzhöhe: 10 mm

Anschluss: Pyramide

Garantie: Fußmodul 36 Monate, Fußkosmetik 6 Monate

* Bei Bestellung einer Sandalen-Zehe-Version kontaktieren Sie bitte den Kundenservice für die Lieferzeit.

** Sonderanfertigungen 7-10 Tage zusätzl. Lieferzeit, keine Testzeit.

Zubehör

- 34 mm Heavy-Duty-Adapter-Set (KIT-00-20200-00), belastbar bis 226 kg inklusive Prothesenrohr, 2 x 34 mm Rohrklemmadapter und 4-Arm Schaftadapter.
 - Rohrklemmadapter 34 mm (ACC-00-20201-00)
 - 4-Arm Schaftadapter (ACC-00-20202-00)
 - Prothesenrohr 34 mm (ACC-00-20203-00)
- Werkzeug für den Austausch der Prothesenfußkosmetik (ACC-00-10300-00)
- Spectra-Socke Schwarz, standardmäßig im Lieferumfang enthalten (S0-NPS-200xx-00) 30 cm, 35 cm, 40 cm
- Spectra-Socke Weiß, separat zu bestellen (S0-NPS-100xx-00) 30 cm, 35 cm, 40 cm
- Fersenkeile:
 - 22-25 cm (KIT-00-11303)
 - 26-28 cm (KIT-00-11304)
 - 29-31 cm (KIT-00-11305)

Hinweis: Schwarze Spectra-Socke und Fersenkeile sind im Lieferumfang enthalten.

Einbauhöhe & Gewicht

Größen (cm)	Einbauhöhe (mm)	Gewicht (g)
26-28	121	590
29-31	130	750

Gewichtsangaben inkl. Fußkosmetik. Die angegebenen Maße sind Durchschnittswerte und können aufgrund der gewählten Kategorie oder fertigungsbedingt variieren.

Auswahl der Karbonfederkategorien

Belastungsgrad			Gewicht (kg)
Niedrig	Normal	Hoch	
		10	131-147
	10	11	148-166
10			167-190
11			191-218
12			219-226

Prothesenfuß (inkl. Fußkosmetik) Bestell-Nummer

FS3-H5-A-M-3

Kategorie 10-12	Größe 26-31	Seite L-links R-rechts	Farbton L-light M-medium D-dark
--------------------	----------------	------------------------------	--