

Highlander[®]

Bewährte Technik für eine zuverlässige Performance

- Bietet ein ideales Verhältnis zwischen Sicherheit und Beweglichkeit, weshalb er vor allem von Oberschenkelprothesenträgern bevorzugt wird.
- Die geteilten Vor- und Rückfußfeder ermöglichen eine exzellente Pro- und Supinationsbeweglichkeit.
- Maximales Anwendergewicht Standard Highlander 166 kg*.
- 36 Monate Garantie.

* Auch in der MAX-Version erhältlich, siehe im Kapitel *Spezialisten*.



Geteilte Vorfußfeder




Option mit abgespreizter Groß-Zehe (Sandalen-Zehe)

Highlander (FS3)

Highlander®



EVERYDAY



Hinweis: Die angegebene Einbauhöhe bezieht sich auf einen vollständig montierten Prothesenfuß.

Produkt-ID: FS3

Größen: 22-31 cm

Version mit abgespreizter Groß-Zehne (Sandalen-Zehne) in den Größen 22-28 cm verfügbar.*

Anwendergewicht bis max: 166 kg

Absatzhöhe: 10 mm

Anschluss: Pyramide

Garantie: Fußmodul 36 Monate, Fußkosmetik 6 Monate

* Bei Bestellung einer Sandalen-Zehne-Version kontaktieren Sie bitte den Kundenservice für die Lieferzeit.

Einbauhöhe & Gewicht

Größen (cm)	Einbauhöhe (mm)	Gewicht (g)
22-25	108	470
26-28	121	590
29-31	130	750

Gewichtangaben inkl. Fußkosmetik. Die angegebenen Maße sind Durchschnittswerte und können aufgrund der gewählten Kategorie oder fertigungsbedingt variieren.

Auswahl der Karbonfederkategorien

Belastungsgrad			Gewicht (kg)
Niedrig	Normal	Hoch	
1	1	2	44-52
1	2	3	53-59
2	3	4	60-68
3	4	5	69-77
4	5	6	78-88
5	6	7	89-100
6	7	8	101-116
7	8	9	117-130
8	9		131-147
9			148-166

Zubehör

- Werkzeug für den Austausch der Prothesenfußkosmetik (ACC-00-10300-00)
- Spectra-Socke Schwarz, standardmäßig im Lieferumfang enthalten (SO-NPS-200xx-00) 30 cm, 35 cm, 40 cm
- Spectra-Socke Weiß, separat zu bestellen (SO-NPS-100xx-00) 30 cm, 35 cm, 40 cm
- Fersenkeile:
 - 22-25 cm (KIT-00-11303)
 - 26-28 cm (KIT-00-11304)
 - 29-31 cm (KIT-00-11305)

Hinweis: Schwarze Spectra-Socke und Fersenkeile sind im Lieferumfang enthalten.

Prothesenfuß (inkl. Fußkosmetik) Bestell-Nummer

FS3-00- <input type="text"/> - <input type="text"/> A <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/>						
Zehne	Kategorie	Größe	Ausführung	Seite	Gene-ration	Farbton
0-regular 1-Sandale	1-9	22-31	M-mittleres Profil S-Sandalen- Zehne	L-links R-rechts	3-regular Zehe 2-Sandalen- Zehe	L-light M-medium D-dark