

EVERYDAY

Freedom Maverick™ Xtreme

Xtreme Haltbarkeit, Xtreme Energierückgabe

- Sanftes Abrollverhalten während der Standphase.
- Leichte Glasfaser.
- Innovatives Fersen-/Kioldesign.
- Wasserfest.
- Normale und abgespreizte Groß-Zehe (Sandalen-Zehe) Option.
- Entworfen für extrem hohe Belastungen, extreme Anwender.
- Maximales Anwendergewicht 166 kg.
- 36 Monate Garantie.




Option mit
abgespreizter
Groß-Zehe
(Sandalen-Zehe)

Maverick Xtreme (F11)

Freedom Maverick™ Xtreme



EVERYDAY



Hinweis: Die angegebene Einbauhöhe bezieht sich auf einen vollständig montierten Prothesenfuß.

Produkt-ID: F11

Größen: 23-30 cm

Version mit abgespreizter Groß-Zehe (Sandalen-Zehe) in den Größen 23-28 cm verfügbar.*

Anwendergewicht bis max: 166 kg

Absatzhöhe: 10 mm

Anschluss: Pyramide

Garantie: Fußmodul 36 Monate, Fußkosmetik 6 Monate

* Bei Bestellung einer Sandalen-Zehe-Version kontaktieren Sie bitte den Kundenservice für die Lieferzeit.

Einbauhöhe & Gewicht

Größen (cm)	Einbauhöhe (mm)	Gewicht (g)
23-25	162	650
26-28	170	821
29-30	183	893

Gewichtangaben inkl. Fußkosmetik. Die angegebenen Maße sind Durchschnittswerte und können aufgrund der gewählten Kategorie oder fertigungsbedingt variieren.

Auswahl der Federkategorien

Belastungsgrad			Gewicht (kg)
Niedrig	Normal	Hoch	
1	1	2	44-52
1	2	3	53-59
2	3	4	60-68
3	4	5	69-77
4	5	6	78-88
5	6	7	89-100
6	7	8	101-116
7	8	9	117-130
8	9		131-147
9			148-166

Zubehör

- Werkzeug für den Austausch der Fußkosmetik: (ACC-00-10300-00)
- Spectra-Socke Schwarz, standardmäßig im Lieferumfang enthalten (S0-NPS-200xx-00) 30 cm, 35 cm, 40 cm
- Spectra-Socke Weiß, separat zu bestellen (S0-NPS-100xx-00) 30 cm, 35 cm, 40 cm
- Fersenkeile:
 - 23-25 cm (KIT-00-11413)
 - 26-28 cm (KIT-00-11414)
 - 29-31 cm (KIT-00-11415)

Hinweis: Schwarze Spectra-Socke und Fersenkeile sind im Lieferumfang enthalten.

Prothesenfuß (inkl. Fußkosmetik ohne Anschlusskappe) Bestell-Nummer

F11-00-1 **A** - -

Kategorie	Größe	Ausführung	Seite	Gene-ration	Farbton
1-9	23-30	A-mittleres Profil S-Sandalen-Zehe	L-links R-rechts	3-regular Zehe 2-Sandalen-Zehe	L-light M-medium D-dark