



1

2

3

4



SPEZIALISTEN

# Pacifica® & Pacifica® LP

## Die perfekte Balance aus Flexibilität und Belastbarkeit bei minimaler Einbauhöhe

- Ihnen stehen zwei Konstruktionsvarianten zur Auswahl. Die niedrigen Einbauhöhen ermöglichen eine ideale Versorgung von Prothesenträgern mit langen Stümpfen oder bei geringem Bauraum.
- Die LP-Version benötigt weniger als 50 mm Einbauhöhe.
- Das Modell verfügt über ein sehr geringes Gewicht und ist zudem stark belastbar.
- Das Prothesenfußmodul befindet sich innerhalb der Kosmetik, wodurch die Verarbeitung vereinfacht wird.
- Maximales Anwendergewicht 166 kg.
- 36 Monate Garantie.



Geteilte  
Vorfußfeder



Option mit  
abgespreizter  
Groß-Zehne  
(Sandalen-Zehne)




Patentierter  
Verbundwerkstoff  
aus Kohlenfasern  
und Glasfasern

# Pacifica® & Pacifica® LP



SPEZIALISTEN



Siehe Tabelle zu den Einbauhöhen

10 mm

Hinweis: Die angegebene Einbauhöhe bezieht sich auf einen vollständig montierten Prothesenfuß.

**Produkt-ID:** Pacifica (FS2); Pacifica LP (FS4)

**Größen:** Pacifica 24-31 cm; Pacifica LP 22-31 cm

Version mit abgespreizter Groß-Zehle (Sandalen-Zehle) in den Größen 22-28 cm verfügbar.\*

**Anwendergewicht bis max:** 166 kg

**Absatzhöhe:** 10 mm

**Anschluss:** Pyramide

**Garantie:** Fußmodul 36 Monate, Fußkosmetik 6 Monate

\* Bei Bestellung einer Sandalen-Zehle-Version kontaktieren Sie bitte den Kundenservice für die Lieferzeit.

## Zubehör

- Werkzeug für den Austausch der Prothesenfußkosmetik (ACC-00-10300-00)
- Spectra-Socke Schwarz, standardmäßig im Lieferumfang enthalten (S0-NPS-200xx-00) 25 cm, 30 cm, 35 cm
- Spectra-Socke Weiß, separat zu bestellen (S0-NPS-100xx-00) 25 cm, 30 cm, 35 cm

### Fersenkeile:

Pacifica (FS2):

- 24-25 cm (KIT-00-11343)
- 26-28 cm (KIT-00-11344)
- 29-31 cm (KIT-00-11345)

Pacifica LP (FS4):

- 22-25 cm (KIT-00-11323)
- 26-28 cm (KIT-00-11324)
- 29-31 cm (KIT-00-11325)

Hinweis: Schwarze Spectra-Socke und Fersenkeile sind im Lieferumfang enthalten.

## Einbauhöhe & Gewicht

|             | Größen (cm) | Einbauhöhe (mm) | Gewicht (g) |
|-------------|-------------|-----------------|-------------|
| Pacifica    | 24-25       | 59              | 485         |
|             | 26-28       | 61              | 610         |
|             | 29-31       | 63              | 720         |
| Pacifica LP | 22-25       | 47              | 465         |
|             | 26-28       | 50              | 570         |
|             | 29-31       | 60              | 760         |

Gewichtsangaben inkl. Fußkosmetik. Die angegebenen Maße sind Durchschnittswerte und können aufgrund der gewählten Kategorie oder fertigungsbedingt variieren.

## Auswahl der Karbonfederkategorien

| Belastungsgrad |        |      | Gewicht (kg) |
|----------------|--------|------|--------------|
| Niedrig        | Normal | Hoch |              |
| 1              | 1      | 2    | 44-52        |
| 1              | 2      | 3    | 53-59        |
| 2              | 3      | 4    | 60-68        |
| 3              | 4      | 5    | 69-77        |
| 4              | 5      | 6    | 78-88        |
| 5              | 6      | 7    | 89-100       |
| 6              | 7      | 8    | 101-116      |
| 7              | 8      | 9    | 117-130      |
| 8              | 9      |      | 131-147      |
| 9              |        |      | 148-166      |

## Prothesenfuß (inkl. Fußkosmetik) Bestell-Nummer

| Fuß | Zehle     | Kategorie | Größe       | Ausführung  | Seite    | Generation  | Farbton  |
|-----|-----------|-----------|-------------|-------------|----------|-------------|----------|
| FS2 | 0-regular | 1-9       | 24-31       | M-mittleres | L-links  | 3-regular   | L-light  |
| FS4 | 1-Sandale |           | Pacifica    | Profil      | R-rechts | Zehle       | M-medium |
|     |           |           | 22-31       | S-Sandalen- |          | 2-Sandalen- | D-dark   |
|     |           |           | Pacifica LP | Zehle       |          | Zehle       |          |