



1

2

3

4



SPORT

Slalom™ Ski

Einfach einsteigen und los!

- Der erste Prothesenfuß, der schnell und einfach direkt in eine Standard-Skibindung passt.
- Beseitigt die Notwendigkeit eines Ski-Stiefels.
- Bietet die notwendige Flexion und Dämpfung für flüssige Bewegungen während des Skifahrens.
- Perfekte Kontrolle und Beweglichkeit zur Steigerung der Ausdauer für mehr Zeit auf der Skipiste.
- Maximales Anwendergewicht 114 kg.
- 12 Monate Garantie, Spezialanfertigung.




Slalom Ski (SKI)

Slalom™ Ski



SPORT



Hinweis: Die angegebene Einbauhöhe bezieht sich auf einen vollständig montierten Prothesenfuß.

Produkt-ID: SKI

Größen: kundenspezifisch, 25 cm Minimum

Anwendergewicht bis max: 114 kg

Anschluss: Pyramide

Lieferzeit: 10-14 Tage

Garantie: 12 Monate

Rückgabebedingungen: Keine Testzeit

Hinweise zur Bestimmung der Größe

Einseitig amputiert

- Empfohlene Messmethode: Messen Sie die Länge des Ski-Stiefels der nicht betroffenen Seite in cm.
- Alternative Messmethode: Messen Sie die Länge der Skibindung in cm.

Beidseitig amputiert

- Messen Sie die Länge der Skibindung in cm.

Hinweis

- Der Slalom Ski-Fuß wird nach "DIN-Spezifikationen" für Standard-Skibindungen gefertigt. Sollten Sie eine andere Skibindung wünschen, so besprechen Sie dieses bitte mit unserem Kundenservice, so dass es uns möglich ist, Ihren besonderen Wünschen zu entsprechen!

Einbauhöhe & Gewicht

Größen (cm)	Einbauhöhe (mm)	Gewicht (g)
Kundenspezifisch	140	1055

Die angegebenen Maße sind Durchschnittswerte und können aufgrund der gewählten Kategorie oder fertigungsbedingt variieren.

Auswahl der Karbonfederkategorien

Kategorie	Gewicht (kg)
11	44-72
12	73-90
13	91-114

Prothesenfuß Bestell-Nummer

SKI-00-A-RU

Kategorie 11-13 Größe cm (25 cm Minimum)