



1

2

3

4




PIEDS SPÉCIALISÉS

Defender™ Pediatric

La performance exceptionnelle des Highlanders est également disponible pour les enfants

- La conception flexible du Defender permet un dérouler du pas exceptionnellement confortable
- Conçu pour résister au niveau d'activité particulièrement élevé des enfants
- Jusqu'à 45 kg, tailles 16-21 cm
- Garantie de 18 mois




Defender Pediatric (FS3)

Defender™ Pediatric



PIEDS SPÉCIALISÉS



Note : Les mesures de hauteur représentent un pied complet.

Référence : FS3

Tailles : 16-21 cm

Poids patient maximum : 45 kg

Hauteur de talon : 10 mm

Connexion : Pyramide mâle 22 mm*

Garantie : Module de pied 18 mois, enveloppe de pied 6 mois

*Possible avec une pyramide de 30mm sur demande

Hauteurs & Poids

| Taille (cm) | Hauteur (mm) | Poids (g) |
|-------------|--------------|-----------|
| 16-18 | 61 | 175 |
| 19-21 | 76 | 225 |

Le poids comprend l'enveloppe de pied. Les mesures sont approximatives et varient en fonction de la sélection de la catégorie.

Sélection de la catégorie

| Catégorie | Poids (kg) |
|-----------|------------|
| 1P | 9-13 |
| 2P | 14-18 |
| 3P | 19-22 |
| 4P | 23-27 |
| 5P | 28-31 |
| 6P | 32-36 |
| 1 Adult | 37-45 |

Accessoires

- Chaussette Spectra : (ACC-00-101xx)
20 cm, 25 cm
- Coins talonniers :
- 16 -21 cm (KIT-00-12201-01)

Note : Chaussette spectra et coins talonniers sont inclus dans l'emballage

Pied prothétique (incl. enveloppe de pied) Référence

FS3-00-1 -M -

Catégorie Taille Côté Génération Teinte
1P-6P 16-21 L-gauche 1-(16-18 cm) L-chair
1A R-droit 2-(19-21 cm) M-moyen
D-foncé