


PIEDS SPÉCIALISÉS

Highlander[®] MAX

Une technologie éprouvée pour des performances fiables

- Offre un mélange idéal entre stabilité et réactivité, souvent préféré par les amputés transfemoraires
- La lame fendue sur toute sa longueur offre une excellente inversion/éversion
- La version sur mesure Highlander MAX est disponible pour les utilisateurs pesant jusqu'à 226 kg, vendu avec le kit optionnel de composants résistants de 34 mm (adaptateurs 4 branches, 2 tube serre-tube femelles)
- Garantie de 36 mois



Lame Fendue



Orteils
Séparés

Highlander MAX (FS3-H5)

