

PIEDS SPÉCIALISÉS

Freedom Maverick™ Xtreme AT

Pour une solution plus durable

- La conception du talon/avant pied divisée offre une excellente inversion/éversion pour une meilleure stabilité pour le patient sur les terrains inégaux
- Niveau d'impact élevé, utilisateurs extrêmes
- Imperméable
- Durabilité accrue
- Option standard ou orteils séparés
- Sensation harmonieuse et souple
- Fibre de verre légère



Lame Fendue




Orteils
Séparés

Maverick Xtreme AT (F21)

Freedom Maverick™ Xtreme AT



PIEDS SPÉCIALISÉS



Note : Les mesures de hauteur représentent un pied complet.

Référence : F21

Tailles : 23-30 cm

Option orteils séparés pour les tailles 23-28 cm*

Poids patient maximum : 166 kg

Hauteur de talon : 10 mm

Connexion : Pyramid mâle

Garantie : Module de pied 36 mois,

Enveloppe de pied 6 mois.

* Si vous voulez commander l'orteils séparé, contactez notre service clientèle pour un délai de livraison.

Hauteurs & Poids

Taille (cm)	Hauteur (mm)	Poids (g)
23-25	162	646
26-28	175	798
29-30	183	891

Le poids comprend l'enveloppe de pied. Les mesures sont approximatives et varient en fonction de la sélection de la catégorie.

Sélection de la catégorie

Niveau d'impact			Poids (kg)
Modéré	Normal	Elevé	
1	1	2	44-52
1	2	3	53-59
2	3	4	60-68
3	4	5	69-77
4	5	6	78-88
5	6	7	89-100
6	7	8	101-116
7	8	9	117-130
8	9		131-147
9			148-166

Accessoires

- Chausse pied special : (ACC-00-103)
- Chaussette Spectra : (ACC-00-101xx)
30 cm, 35 cm, 40 cm
- Coins talonniers :
 - 23-25 cm (KIT-00-11423)
 - 26-28 cm (KIT-00-11424)
 - 29-31 cm (KIT-00-11425)

Note : Chaussette spectra et coins talonniers sont inclus dans l'emballage

Pied prothétique (incl. enveloppe de pied) Référence

F21-00-1 **A** - -

Catégorie	Taille	Forme	Côté	Génération	Teinte
1-9	23-30	A-standard S-orteils séparés	L-gauche R-droit	3-orteils std 2-orteils sép	L-chair M-moyen D-foncé