

PIEDS SPÉCIALISÉS

# Freedom Maverick™ Xtreme

## Pour une solution plus durable

- Niveau d'impact élevé, utilisateurs extrêmes
- Imperméable
- Durabilité accrue
- Option standard ou orteils séparés
- Sensation harmonieuse et souple
- Fibre de verre légère




Orteils  
Séparés

Maverick Xtreme (F11)

# Freedom Maverick™ Xtreme



PIEDS SPÉCIALISÉS



Note : Les mesures de hauteur représentent un pied complet.

Référence : F11

Tailles : 23-30 cm

Option orteils séparés pour les tailles 23-28 cm\*

Poids patient maximum : 166 kg

Hauteur de talon : 10 mm

Connexion : Pyramid mâle

Garantie : Module de pied 36 mois,

Enveloppe de pied 6 mois.

\* Si vous voulez commander l'orteils séparé, contactez notre service clientele pour une délai de livraison.

## Hauteurs & Poids

Taille (cm)	Hauteur (mm)	Poids (g)
23-25	165	650
26-28	175	821
29-30	187	893

Le poids comprend l'enveloppe de pied. Les mesures sont approximatives et varient en fonction de la sélection de la catégorie.

## Sélection de la catégorie

Niveau d'impact			Poids (kg)
Modéré	Normal	Elevé	
1	1	2	44-52
1	2	3	53-59
2	3	4	60-68
3	4	5	69-77
4	5	6	78-88
5	6	7	89-100
6	7	8	101-116
7	8	9	117-130
8	9		131-147
9			148-166

## Pied prothétique (incl. enveloppe de pied) Référence

**F11-00-1**  **A**  -   -

Catégorie 1-9	Taille 23-30	Forme A-standard S-orteils séparés	Côté L-gauche R-droit	Génération 3-orteils std 2-orteils sép	Teinte L-chair M-moyen D-foncé
------------------	-----------------	---	-----------------------------	--	---

## Accessoires

- Chausse pied special : (ACC-00-103)
- Chaussette Spectra : (ACC-00-101xx)  
30 cm, 35 cm, 40 cm
- Coins talonniers :
  - 23-25 cm (KIT-00-11413)
  - 26-28 cm (KIT-00-11414)
  - 29-31 cm (KIT-00-11415)

Note : Chaussette spectra et coins talonniers sont inclus dans l'emballage