

SPORTS

# Nitro<sup>®</sup> Running

## Pied sur mesure conçu pour le jogging et la course

- Nos techniques de fabrication personnalisées assurent une absorption d'énergie verticale et une restitution de celle-ci optimum
- La compatibilité avec les montages exosquelettiques réduit le poids d'ensemble
- La résistance est adaptée au poids de l'amputé et à ses activités préférées
- Jusqu'à 166 kg, garantie de 12 mois, produit sur mesure




Nitro (FS6 & FS9)

# Nitro<sup>®</sup> Running



SPORTS



Note : Les mesures de hauteur représentent un pied complet.

**Référence :** Haut FS6, Court FS9

**Poids patient maximum :** 166 kg

**Connexion :** Pyramide mâle

**Délai de fabrication :** 7-10 jours

**Garantie :** Module de pied 12 mois

**Retour :** Pas de période d'essai

## Comparaison entre les configurations Haute et Courte

Le profil Haut du Nitro procure davantage de restitution d'énergie grâce à sa plus grande longueur. Nous recommandons le profil Haut à chaque fois que possible.

Le profil Court du Nitro requiert moins d'encombrement et est également moins large.

La largeur du Nitro Haut est de 6,6 cm. Celle du Nitro Court de 5 cm.

## Accessories

- Semelle de remplacement : (FS6-00-P0014-00)

## Hauteurs & Poids

Produit	Hauteur (mm)	Poids (g)
Long (FS6)	241	300
Court (FS9)	184	275

Les mesures sont approximatives et varient en fonction de la sélection de la catégorie.

## Sélection de la catégorie

Les nouveaux athlètes doivent opter pour le niveau d'impact modéré pour leur niveau de poids alors que ceux expérimentés doivent opter pour le niveau d'impact normal.

Niveau d'impact		Poids (kg)
Modéré (nouveau)	Moyen expérimenté	
1	1	44-52
1	2	53-59
2	3	60-68
3	4	69-77
4	5	78-88
5	6	89-100
6	7	101-116
7	8	117-130
8	9	131-147
9		148-166

## Pied prothétique Référence

