

PIEDS SPÉCIALISÉS

Pacifica® & Pacifica® LP

Le parfait équilibre entre souplesse et longévité

- Choix de deux profils idéaux pour les amputés ayant un moignon long ou ceux nécessitant plus d'espace de construction
- Le LowProfile (LP) requiert moins de 50 mm d'encombrement
- Léger et résistant
- Le pied tient dans une enveloppe pour simplifier l'esthétique
- Jusqu'à 166 kg, garantie de 36 mois



Pacifica (FS2)

Pacifica LP (FS4)



Classe 4
(amputation
basse de
jambe)



Lame Fendue



Orteils
Séparés




Composites
de fibres de
carbone et de
fibres de verre

Pacifica® & Pacifica® LP



PIEDS SPÉCIALISÉS



Note : Les mesures de hauteur représentent un pied complet.

Référence : Pacifica (FS2) ; Pacifica LP (FS4)

Tailles : Pacifica 24-31 cm ; Pacifica LP 22-31 cm
Option orteils séparés pour les tailles 22-28 cm (FS2 24-28 cm)*

Poids patient maximum : 166 kg

Hauteur de talon : 10 mm

Connexion : Pyramide mâle

Garantie : Module de pied 36 mois, enveloppe de pied 6 mois

*Si vous voulez commander l'orteils séparé, contactez notre service clientèle pour un délai de livraison.

Accessoires

- Chausse pied spécial : (ACC-00-103)
- Chaussette Spectra : (ACC-00-101xx)
30 cm, 35 cm, 40 cm
- Coins talonniers :
Pacifica (FS2):
- 24-25 cm (KIT-00-11343)
- 26-28 cm (KIT-00-11344)
- 29-31 cm (KIT-00-11345)
Pacifica LP (FS4):
- 22-25 cm (KIT-00-11323)
- 26-28 cm (KIT-00-11324)
- 29-31 cm (KIT-00-11325)

Note : Chaussette spectra et coins talonniers sont inclus dans l'emballage

Hauteurs & Poids

	Taille (cm)	Hauteur (mm)	Poids (g)
Pacifica	24-25	59	485
	26-28	61	610
	29-31	63	720
Pacifica LP	22-25	47	465
	26-28	50	570
	29-31	60	760

Le poids comprend l'enveloppe de pied. Les mesures sont approximatives et varient en fonction de la sélection de la catégorie.

Sélection de la catégorie

Niveau d'impact			Poids (kg)
Modéré	Normal	Elevé	
1	1	2	44-52
1	2	3	53-59
2	3	4	60-68
3	4	5	69-77
4	5	6	78-88
5	6	7	89-100
6	7	8	101-116
7	8	9	117-130
8	9		131-147
9			148-166

Pied prothétique (incl. enveloppe de pied) Référence

Pied	Orteils	Catégorie	Taille	Forme	Côté	Génération	Farbton
FS2	0-standard	1-9	24-31	M-standard	L-gauche	3-orteils	L-light
FS4	1-séparés		Pacifica	S-orteils séparés	R-droit	std	M-medium
			22-31	Pacifica LP		2-orteils sép	D-dark