



Runway® & Runway® HX

La technologie de pointe offre une polyvalence inégalée

- Seul pied à réglage de hauteur du talon conçu pour les amputés de niveau d'impact normal à élevé, celui-ci est sélectionné en fonction du poids et de l'activité pour offrir un confort et une restitution d'énergie optimum
- Réglage du talon de 0 à 5 cm ; design avec option à bouton poussoir ou clé Allen 4 mm
- Le bouton poussoir offre 10 réglages de la hauteur
- Le Runway HX offre une infinité de réglage sur la rampe de cheville
- La rampe de 'glissement' anatomique maintient un alignement approprié quelle que soit la hauteur de talon
- Les orteils séparés améliorent l'acceptation des utilisateurs
- Jusqu'à 116 kg, garantie de 36 mois pour le pied carbone, 18 mois pour la cheville



Runway HX (RS2-K1)

Runway (RS2)



Orteils
Séparés



Hauteur
Réglable




Composites
de fibres de
carbone et de
fibres de verre

Runway® & Runway® HX



PIEDS SPÉCIALISÉS



Note : Les mesures de hauteur représentent un pied complet.

Référence : Runway (RS2) ; Runway HX (RS2-K1)

Tailles : 22-28 cm*

Poids patient maximum : 116 kg

Hauteur de talon : 0-50 mm

Connexion : Pyramide mâle

Garantie : Module de pied 36 mois, cheville 18 mois, enveloppe die pied 6 mois

*Si vous voulez commander l'orteils séparé, contactez notre service clientèle pour une délai de livraison.

Hauteurs & Poids

Taille (cm)	Hauteur (mm)	Poids (g)
22-25	98	690
26-28	100	792

Le poids comprend l'enveloppe de pied. Les mesures sont approximatives et varient en fonction de la sélection de la catégorie.

Sélection de la catégorie

Niveau d'impact			Poids (kg)
Modéré	Normal	Elevé	
1	1	2	44-52
1	2	3	53-59
2	3	4	60-68
3	4	5	69-77
4	5	6	78-88
5	6		89-100
6			101-116

Accessoires

- Cheville de remplacement : (ACC-00-10500-Rx)
Gauche ou Droite
- Chausse pied spécial : (ACC-00-103)
- Clé de réglage : (ACC-00-104)
- Chaussette Spectra : (ACC-00-101xx)
30 cm, 35 cm, 40 cm
- Coins talonniers :
 - 22-25 cm (KIT-00-11313)
 - 26-28 cm (KIT-00-11314)

Note : Chaussette spectra et coins talonniers sont inclus dans l'emballage

Pied prothétique (incl. enveloppe de pied) Référence

Module	Catégorie	Taille	Forme	Côté	Génération	Teinte
00-bouton K1-clé Allen	1-6	22-28	M-standard S-orteils- séparés	L-gauche R-droit	3-orteils std 2-orteils sép	L-chair M-moyen D-foncé