



1

2

3

4




TOUS LES JOURS

# Senator<sup>®</sup>


## Simplicité sophistiquée à votre portée

- Très léger, sa restitution d'énergie favorise une démarche souple et confortable
- Le pied n'est pas collé à l'enveloppe simplifiant l'emploi de coins talonniers afin d'améliorer l'alignement
- La mobilité de la cheville fournit une base stable de soutien tout au long de la phase d'appui
- Six catégories améliorent la personnalisation et assurent confort et stabilité ultimes
- Idéal pour les amputés d'activité normale pesant jusqu'à 136 kg
- Garantie de 24 mois



Classe 2

Senator (VS1)



Note : Les mesures de hauteur représentent un pied complet.

Référence : Senator (VS1)

Tailles : 22-31 cm

Poids patient maximum : 136 kg

Hauteur de talon : 10 mm

Connexion : Pyramide mâle

Garantie : Module de pied 24 mois, enveloppe de pied 6 mois

### Accessoires

- Chausse pied spécial : (ACC-00-103)
- Chaussette Spectra : (ACC-00-101xx)  
30 cm, 35 cm, 40 cm
- Coins talonniers :
  - 22-25 cm (KIT-00-11383)
  - 26-28 cm (KIT-00-11384)
  - 29-31 cm (KIT-00-11385)

Note : Chaussette spectra et coins talonniers sont inclus dans l'emballage

### Hauteurs & Poids

Taille (cm)	Hauteur (mm)	Poids (g)
22-25	130	520
26-28	140	655
29-31	152	780

Le poids comprend l'enveloppe de pied. Les mesures sont approximatives et varient en fonction de la sélection de la catégorie.

### Sélection de la catégorie

Niveau d'impact		Poids (kg)
Modéré	Normal	
1	2	45-55
2	3	56-66
3	4	67-80
4	5	81-96
5	6	97-114
6		115-136

### Pied prothétique (incl. enveloppe de pied) Référence

VS1-00-0

Catégorie 1-6	Taille 22-31	Côté L-gauche R-droit	Teinte L-chair M-moyen D-foncé
------------------	-----------------	-----------------------------	---