

TOUS LES JOURS


# Sierra®

## Une flexibilité optimale pour une marche harmonieuse

- Le design de la partie proximale augmente la longueur de la lame carbone pour stocker et restituer le plus d'énergie, facilitant ainsi la démarche
- La lame fendue intégralement délivre une inversion/éversion inégalée
- La lame de pied intégrale permet au pied de reposer à plat plus tôt au cours de la marche, procurant une base d'une très grande stabilité et une marche exceptionnellement harmonieuse
- Jusqu'à 166 kg, garantie de 36 mois



Sierra (FS1)




Classe 3



Lame Fendue



Orteils Séparés



Note : Les mesures de hauteur représentent un pied complet.

Référence : FS1

Tailles : 22-31 cm

Option orteils séparés pour les tailles 22-28 cm\*

Poids patient maximum : 166 kg

Hauteur de talon : 10 mm

Connexion : Pyramide mâle

Garantie : Module de pied 36 mois, enveloppe de pied 6 mois

\*Si vous voulez commander l'orteils séparé, contactez notre service clientèle pour une délai de livraison.

### Hauteurs & Poids

Taille (cm)	Hauteur (mm)	Poids (g)
22-25	146	515
26-28	172	640
29-31	187	750

Le poids comprend l'enveloppe de pied. Les mesures sont approximatives et varient en fonction de la sélection de la catégorie.

### Sélection de la catégorie

Niveau d'impact			Poids (kg)
Modéré	Normal	Elevé	
1	1	2	44-52
1	2	3	53-59
2	3	4	60-68
3	4	5	69-77
4	5	6	78-88
5	6	7	89-100
6	7	8	101-116
7	8	9	117-130
8	9		131-147
9			148-166

### Accessoires

- Mollet pré-coupé
  - 22-25 cm (AFP-00-FS101)
  - 26-28 cm (AFP-00-FS102)
  - 29-31 cm (AFP-00-FS103)
- Chausse pied spécial : (AC-00-103)
- Chaussette Spectra : (ACC-00-101xx)  
30 cm, 35 cm, 40 cm
- Coins talonniers :
  - 22-25 cm (KIT-00-11353)
  - 26-28 cm (KIT-00-11354)
  - 29-31 cm (KIT-00-11355)

Note : Chaussette spectra et coins talonniers sont inclus dans l'emballage

### Pied prothétique (incl. enveloppe de pied) Référence

FS1-00- [ ] [ ] A [ ] - [ ] - [ ] [ ]

Orteils	Catégorie	Taille	Forme	Côté	Génération	Teinte
0-standard 1-séparés	1-9	22-31	M-standard S-orteils séparés	L-gauche R-droit	3-orteils std 2-orteils sép	L-chair M-moyen D-foncé