


Pour un Pas Confortable!

Présentation de l'ultime expérience pour la marche en composite de verre



Pied de Faible encombrement

Le Pied en fibre de verre Maverick Comfort AT est la combinaison parfaite entre un pied de faible encombrement avec une hauteur de construction moyenne de 117 mm et une lame fendue pour permettre à tous ses utilisateurs une plus grande liberté de mouvement partout où ils veulent.



Restitution d'énergie de haute performance

Maverick Comfort AT offre une excellente capacité à emmagasiner et restituer l'énergie pour ainsi fournir à ses utilisateurs un meilleur Confort tout au long de la journée même avec un pied qui dispose d'une hauteur de montage peu encombrante.



Ample adaptation sur toutes les surfaces

Fidèle aux caractéristiques du Maverick AT, le Comfort AT offre une amplitude de mouvement en Pronation/Supination de 32° pour une meilleure adaptation et stabilité sur terrain irrégulier, afin que les utilisateurs puissent marcher confortablement partout toute la journée.

Utilisateurs



- Tous les utilisateurs de niveau K3 qui cherchent une alternative à la fibre de carbone pour un pied de marche
- Tous les utilisateurs qui ont besoin d'une solution avec une hauteur de montage peu encombrante
- Tous les patients amputés unilatéraux et bilatéraux

Spécifications techniques

Longueur : 23–30 cm

Poids de l'utilisateur : max. jusqu'à 166 kg

Catégories : 1–9

Hauteur de construction : 117 mm (taille 26 cm, catégorie 4)

Poids moyen du produit : 693 g (taille 26 cm, catégorie 4, avec l'enveloppe du pied)

Options d'orteils : Standard ou séparés

Lames séparées : oui

Couleur des enveloppes de pied : chair, havane, marron

Garantie : Pied 36 mois – Enveloppe de pied 6 mois

Accessoires

- **Chausse pied special :** (ACC-00-103)
- **Chaussette Spectra :** (ACC-00-101xx) 30 cm, 35 cm, 40 cm
- **Coins talonniers :**
 - 23–25 cm : (KIT-11-11433-00)
 - 26–28 cm : (KIT-00-11434-00)
 - 29–30 cm : (KIT-00-11435-00)

Pour une commande simplifiée

1 Listez les informations suivantes

- Le poids du patient
- La taille du pied (23–30cm)
- Pied droit ou gauche
- Avant-pied avec orteils séparés/standard

*Tailles disponibles pour le modèle avec orteils séparés : 23–28 cm

2 Sélectionnez la catégorie de rigidité

	Niveau d'impact		
	Modéré	Normal	Elevé
44-52	1	1	2
53-59	1	2	3
60-68	2	3	4
69-77	3	4	5
78-88	4	5	6
89-100	5	6	7
101-116	6	7	8
117-130	7	8	9
131-147	8	9	
148-166	9		

3 Renseignez la référence du pied (incl. enveloppe de pied)

F22-00-1 **A**

Catégorie	Taille	Forme	Côté	Génération	Teinte
1-9	23-30	A- standard S-orteils séparés	L-gauche R-droit	3-orteils std 2-orteils sép	L-chair M-moyen D-foncé

www.freedom-innovations.eu
www.maverick-mayhem.com

Freedom Innovations Europe B.V.

(Siège Européen)
Jaargetijdenweg 4
7532 SX Enschede
Pays-Bas
Tél. gratuit: 00800-2806 2806
Tel.: +31 (0) 53 20 30 300
Fax: +31 (0) 53 20 30 305
info@freedom-innovations.eu

Siège Social

3 Morgan
Irvine, CA 92618
U.S.A.
Tél. gratuit: +1 888 818 6777
Tel.: +1 949 672 0032
Fax: +1 949 672 0084