



1

2

3

4



SPORTS

Freestyle™ Swim

Aussi simple que d'appuyer sur un bouton

- Les patients peuvent désormais marcher normalement et confortablement vers et depuis la zone de baignade
- Réglage de 70° en flexion plantaire pour la nage à l'aide d'un simple bouton poussoir
- Possibilité d'utiliser une palme pour accroître la vitesse de nage et réduire la dépense d'énergie
- Jusqu'à 116 kg, tailles 22-31 cm
- Garantie de 36 mois pour le pied carbone, 12 mois pour la cheville



Freestyle Swim (LP2-W2)




Composites de fibres de carbone et de fibres de verre

Freestyle™ Swim



SPORTS



Note : Les mesures de hauteur représentent un pied complet.

Référence : LP2-W2

Tailles : 22-31 cm

Poids patient maximum : 116 kg

Hauteur de talon : 10 mm

Connexion : Pyramide mâle

Garantie : Module de pied 36 mois, cheville 12 mois, enveloppe de pied 6 mois

Freestyle Swim peut être livré avec une enveloppe de pied spécialement adapté au pied, contactez notre service clientèle.

Hauteurs & Poids

Taille (cm)	Hauteur (mm)	Poids (g)
22-25	87	690
26-28	103	860
29-31	111	980

Le poids comprend l'enveloppe de pied. Les mesures sont approximatives et varient en fonction de la sélection de la catégorie.

Sélection de la catégorie

Niveau d'impact			Poids (kg)
Modéré	Normal	Elevé	
1	1	2	44-52
1	2	3	53-59
2	3	4	60-68
3	4	5	69-77
4	5	6	78-88
5	6		89-100
6			101-116

Accessoires

- Recouvrement de protection de cheville : (KIT-00-200)
- Chausse pied spécial : (ACC-00-103)
- Chaussette Spectra : (ACC-00-101xx)
30 cm, 35 cm, 40 cm
- Coins talonniers :
 - 22-25cm (KIT-00-11100-00)
 - 26-28cm (KIT-00-11300-00)
 - 29-31cm (KIT-00-11500-00)

Note : Chaussette spectra et coins talonniers sont inclus dans l'emballage

Pied prothétique (incl. enveloppe de pied) Référence

LP2-W2-1	A	-M	-3
Catégorie 1-6	Taille 22-31	Côté L-gauche R-droit	Teinte L-chair M-moyen D-foncé