



PIEDS SPÉCIALISÉS

LP Symes®

Conçu pour les besoins exigeants d'un amputé de Symes


- Conçu pour résister aux forces élevées d'un amputé avec un grand bras de levier, tout en restant suffisamment souple pour offrir un confort supérieur
- Remarquablement léger – 295 g en moyenne
- Jusqu'à 166 kg
- La coupelle de stratification directe garantit un encombrement minimal
- Garantie de 36 mois



LP Symes (LP2)



Composites de fibres de carbone et de fibres de verre



Note : Les mesures de hauteur représentent un pied complet.

Référence : LP2

Tailles : 22-31 cm

Poids patient maximum : 166 kg

Hauteur de talon : 10 mm

Connexion : Coupelle de stratification directe

Garantie : Module de pied 36 mois, enveloppe de pied 6 mois

Accessoires

- Coupelle de stratification directe : (KIT-00-162)
- Chausse pied spécial : (ACC-00-103)
- Chaussette Spectra : (ACC-00-101xx)
30 cm, 35 cm, 40 cm
- Coins talonniers :
 - 22-25 cm (KIT-00-111)
 - 26-28 cm (KIT-00-113)
 - 29-31 cm (KIT-00-115)

Note : Chaussette spectra et coins talonniers sont inclus dans l'emballage

Hauteurs & Poids

Taille (cm)	Hauteur (mm)	Poids (g)
22-25	62	440
26-28	68	590
29-31	76	690

Le poids comprend l'enveloppe de pied. Les mesures sont approximatives et varient en fonction de la sélection de la catégorie.

Sélection de la catégorie

Niveau d'impact			Poids (kg)
Modéré	Normal	Elevé	
1	1	2	44-52
1	2	3	53-59
2	3	4	60-68
3	4	5	69-77
4	5	6	78-88
5	6	7	89-100
6	7	8	101-116
7	8	9	117-130
8	9		131-147
9			148-166

Pied prothétique (incl. enveloppe de pied) Référence

LP2-00-1 A - M - 3

Catégorie 1-9
 Taille 22-31
 Côté L-gauche R-droit
 Teinte L-chair M-moyen D-foncé